

**LISTINO PREZZI 2016**  
**PRICE LIST 2016**

---



**Delta Medical**

***www.deltamedical.it***

**ARREDAMENTO E MOBILIO PROFESSIONALE PER SPA  
CENTRI ESTETICI E BENESSERE**

---

## ANDROMEDA



**ANDROMEDA VACUUM XP - 15 litri - 230 V - classe S**  
**ANDROMEDA VACUUM XP - 21 litri - 230 V - classe S**

Autoclave a ciclo rapido completamente computerizzata.

**Pre e post vuoto:** Andromeda Vacuum è munita di una potente pompa a vuoto che ad inizio ciclo espelle le sacche d'aria presenti nella camera, mentre al termine della fase di sterilizzazione assicura un'ottima asciugatura.

**Preriscaldamento rapido:** Un nuovissimo metodo di preriscaldamento con una speciale resistenza a fascia, garantisce una forte riduzione dei tempi.

**Sterilizzazione garantita:** Un sofisticato sistema elettronico garantisce un costante monitoraggio della pressione, temperatura e tempo. In caso di anomalie vi sarà il blocco elettronico dell'autoclave ed il display indicherà l'anomalia riscontrata.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**Dimensioni esterne:** 45 x 39 x 54 cm (35651, 35661), 45x39x66 cm (35662)

**Dimensioni camera:** Ø 24,5 x 32 cm (35651, 35661) Ø 24,5 x 43 cm (35662)

**Peso:** 50 kg

**Alimentazione:** 230 V - 50/60 Hz

**Assorbimento:** 2000 Watt

**Produzione Italiana**

**Classe S**

**Cicli**

Andromeda Vacuum dispone di 5 cicli di sterilizzazione: 134°C - 121°C per strumenti liberi ed imbustati, più un ciclo flash per sterilizzazioni rapide.



Cicli	Temperatura	Carico max	Pressione	Tempo totale*
Programma 1 Strumenti non imbustati	134° C	2,8 Kg	2,2	33
Programma 2 Strumenti imbustati	134° C	2,8 Kg	2,2	38
Programma 3 Strumenti non imbustati	121° C	2,8 Kg	1,2	42
Programma 4 Strumenti imbustati	121° C	2,8 Kg	1,2	46
Program 5 Flash	134° C	2,8 Kg	2,2	16

\* pre-riscaldamento - vuoto - ciclo - asciugatura in vuoto

**Ciclo notte con anticondensa:**

Andromeda Vacuum può funzionare anche senza la presenza dell'operatore poiché tutte le funzioni sono automatiche. Nessun ristagno della condensa e spegnimento automatico a fine ciclo.

**Sicurezza dell'operatore:**

Andromeda Vacuum ha un dispositivo di bloccaggio sullo sportello di tipo elettromagnetico. La porta si aprirà solo con camera a pressione atmosferica o dopo aver premuto l'apposito pulsante posto sulla plancia.

Gestione completamente computerizzata per il monitoraggio di tutte le funzioni operative in automatico ed autodiagnosi sulle componentistiche. L'automatismo totale di ogni fase del ciclo impedisce ogni possibile errore umano anche da parte di personale inesperto. Accensione temporizzata con posizionamento in "stand-by" a 80°C ca. e successivo autospegnimento della macchina dopo un'ora di utilizzo. Caricamento automatico dell'acqua: una pompa permette il caricamento, bloccandosi automaticamente al raggiungimento del livello massimo.



- 35651 ANDROMEDA VACUUM XP - 15 litri - 230 V - classe S € 3.600,00 +IVA
- 35662 ANDROMEDA VACUUM XP - 21 litri - 230 V - classe S € 4.500,00 +IVA

## TERMOSALDATRICE

## TERMOSALDATRICE AD IMPULSI TERMICI

Conforme alle norme DIN 58953 P.7, progettata per essere utilizzata in medicina, odontoiatria, ambulatori oculistica e laboratori analisi.

**Caratteristiche:** lunghezza saldatura e taglio 35 cm - Controllo di sicurezza con allarme. Scheda principale con controllo della temperatura. Chiusura elettromagnetica della barra saldante completa di bobina e di tagliatore.

**Facile da usare:** chiusura barre con la sola pressione di un dito.

L'elettromagnete mantiene la pressione di saldatura costante per il tempo impostato. Apertura automatica a fine ciclo.

**Rapida:** chiusura elettromagnetica. L'operatore non incontra difficoltà per l'avanzamento manuale del tubolare

**Sicura:** le barre saldanti non si chiudono se fra queste si trova un oggetto di spessore superiore ai 3 mm.

Controllo elettronico di temperatura con sonda NTC.

Protezione elettronica di allarme e blocco in caso di guasti.



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza saldatura e taglio: 350 mm

Larghezza saldatura: 8 mm secondo norme DIN 58953 P.7

Tempo di saldatura controllato elettronicamente: 0,5 sec.

Massima larghezza bobina: 350 mm

Chiusura elettromagnetica della barra saldante

Materiale saldato: carta-polipropilene-poliestere

Dimensioni: 44x17,5xh 31 cm Peso: 18 kg

Alimentazione: 230 V - 50/60 Hz

Assorbimento: 700 W in fase saldatura

Conforme alle norme CEI EN 60204- 1

Prodotto in Italia

• 35900 D-301 TERMOSALDATRICE - solo macchina € 1.300,00 +IVA



## ROTOLI PER AUTOCLAVE

## ROTOLI PIATTI per la sterilizzazione in autoclave o ad ETO

Rotoli piatti in poliestere/polipropilene + carta medica per la sterilizzazione in autoclave o ad ossido di etilene con indicatori di viraggio incorporati.

Ogni rotolo è lungo 200 metri.

Codice GIMA	ROTOLI PIATTI PER AUTOCLAVE O ETO	Minimo vendita	
35812	Rotoli piatti 200 metri x 100 mm	4 rotoli	€ 71,00 +IVA
35817	Rotoli piatti 200 metri x 250 mm	2 rotoli	€ 89,00 +IVA
35815	Rotoli piatti 200 metri x 300 mm	2 rotoli	€ 107,00 +IVA

**BUSTE AUTOSALDANTI****BUSTE PIATTE ED AUTOSALDANTI PER AUTOCLAVE  
per sterilizzazione in autoclave o ad ossido di etilene**

Buste piatte auto saldanti costituite da una pellicola trasparente di poliestere-polietilene verde accoppiato a carta medicale che permette la penetrazione del vapore e del gas durante la sterilizzazione. Gli indicatori di vapore e gas cambiano colore quando esposti alla sterilizzazione.

1. Gli angoli rinforzati impediscono alla polvere di accumularsi vicino all'apertura, riducendo il rischio di contaminazione del contenuto all'atto dell'apertura.

2. La pellicola trasparente è conforme allo standard tedesco EN 10/204. La carta medicale è conforme ai seguenti standard: DIN 58953 (Tedesco), Pharmacopea 589 (Francese), pr EN 868-3 (Europeo) e BS 6256 (Inglese).

3. Gli chevron consentono una rapida e corretta apertura delle buste, le quali sono inoltre contrassegnate con il corretto senso di apertura.

4. Le buste sono costituite da uno strato di pellicola trasparente laminata (un tipo speciale di poliestere e polipropilene copolimero) e carta bianca medicale Kraft resistente all'umidità, appositamente progettati per garantire un'elevata protezione antibatterica.

5. La saldatura "Multiline" è resistente e duratura; le linee di saldatura sono equamente spaziate e quella esterna corre lungo l'intera lunghezza della busta in modo da assicurare la massima tenuta.

**Tutti i rotoli e le buste sono certificati e sono costruiti secondo gli standard internazionali DIN 58953 BS 6871, EN 868-5, CN 13485**

## LAMPADA PENTALED

**PENTALED 12**

PentaLED 12 è il risultato di innovativi sviluppi tecnologici, dal design ergonomico e compatto, ultraleggera e maneggevole. Le 5 versioni disponibili (piantana, soffitto, doppia soffitto, piantana con gruppo batteria e parete) e le performance tecniche rendono la lampada adatta a piccoli interventi di precisione, impieghi diagnostici, sale pre-operatorie e laboratori di analisi. Gruppo batteria disponibile a richiesta anche per modello a parete e modello a soffitto.

**LUCE A LED**

La luce chiara e fredda, 5'000K, riproduce fedelmente i colori assicurando un'ottima definizione dei dettagli.

**LUCE INDIRECTA**

Il principio fisico della riflessione trova applicazione tramite un sistema di parabole. Esse riflettono infatti i raggi luminosi emessi dai LEDS sull'area da illuminare, ottenendo così un'elevata intensità luminosa con un ridotto numero di LED: oltre 50'000 lux ad 1 metro di distanza con soli 12 LED. La luce indiretta non abbaglia, non affatica la vista e favorisce la concentrazione.

**ERGONOMICA**

Il corpo illuminante è provvisto di schermo in policarbonato ultra resistente che garantisce la protezione contro possibili urti accidentali.

**PENTALED 12** può essere facilmente posizionata grazie alla rotazione su 4 assi:

- la struttura ha una movimentazione laterale a 360° senza fermi
- il movimento verticale del braccio avviene grazie ad un sistema di bilanciamento composto a molla
- il riflettore può essere ruotato sull'asse verticale e orizzontale

I movimenti sono possibili avvalendosi dell'impugnatura sterilizzabile. La parte inferiore del riflettore incorpora, oltre all'interruttore, un comando digitale per la regolazione luminosa con segnalazione visiva dell'intensità impostata.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Intensità luminosa a 1 m di distanza	Lux	50'000
Temperatura colore	K°	5'000
LED	N	12
Vita media LED	ore	50'000
CRI (Indice resa cromatica)	Ra	92
Diametro campo luminoso al 50% di Ec	Ø mm	85
Diametro campo luminoso al 10% di Ec	Ø mm	140
Profondità di illuminazione (L1+L2) al 60%	cm	87
Profondità di illuminazione (L1+L2) al 20%	cm	150
Energia irradiata totale	W/m2	119
Peso (soffitto, mobile, parete, doppia)	kg	18-13-12-20
Alimentazione	V/Hz	100-230V, 50-60Hz
Altezza minima della stanza (versione a soffitto)	mm	2'200

Conforme alle normative: IEC 60601-2-41, MDD 93/42 CEE, dispositivo medico di Classe I

**Codice  
GIMA****LAMPADE PENTALED 12**

<b>30787</b>	PentaLED 12 - su piantana	<b>€ 2.900,00 + IVA</b>
<b>30789</b>	PentaLED 12 - da soffitto	<b>€ 2.900,00 + IVA</b>
<b>30790</b>	PentaLED 12 - da parete	<b>€ 2.900,00 + IVA</b>

## LAMPADA DI WOOD



- **31196 LAMPADA DI WOOD VISTA - manuale** € 190,00 + IVA
- **31197 LAMPADA DI WOOD VISTA - carrello** € 295,00 + IVA

La lampada di Wood è uno strumento che permette di diagnosticare lo stato della pelle. Sotto i suoi raggi ultravioletti, le varie condizioni della pelle appaiono con colori diversi. Questi nuovi modelli sono dotati di una lente d'ingrandimento in vetro lucido 10,5x7 cm - 3 diottrie. Fonte di illuminazione fluorescente da 9W con una lunghezza d'onda di circa 360 nm. Alimentazione: 230 V - 50 Hz. Manuale in GB, FR, IT, ES, PT, DE. Fabbricata in Spagna.

- **31191 LAMPADA DI WOOD BLU - a mano** € 260,00 + IVA

Lampada blu fluorescente concepita per rilevare i dettagli e i colori invisibili con una luce normale.

Fabbricata in Italia.

- **31193 LENTE D'INGRANDIMENTO 1,5X** € 92,00 + IVA
- **31194 LAMPADINA AL NEON 6 W (210x Ø 25 mm)** € 48,00 + IVA



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza d'onda 360 nm

Norme: CEI 62-5, IEC 601-1, CE 93/42/EEC

Alimentazione: 230 V-50 Hz

## MICROSCOPI DIGITALI



Include 2 vetrini di contatto

- **72562 VIDEODERMATOSCOPIO + SOFTWARE** € 900,00 + IVA
- **72564 ODONTOSCOPIO + SOFTWARE** € 700,00 + IVA
- **72566 TELECAMERA USB + SOFTWARE** € 600,00 + IVA

Presentiamo una linea di microscopi digitali portatili e tascabili per applicazione diagnostica in laboratori, colposcopia, dermatologia e settore dentale. Semplicemente premendo un bottone posto sull'apparecchio è possibile memorizzare fotografie e video in formato jpg, bpm o avi.

Manuale multilingue: GB, IT, ES, FR, DE.

## REQUISITI RICHIESTI

Compatibile con Windows 2000/XP, Vista, Win7 e MAC X (10.4 o successivi) 256MB RAM. CD-ROM software. Porta USB 2.0 consigliata

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Risoluzione: 1,3M pixels. Ingrandimento variabile: 72562: 10X-50X, 200X (Ingrandimento continuo senza cambio di lenti)

72564: 20X-30X (Ingrandimento continuo senza cambio di lenti)

Illuminazione: 6 o 8 LED bianchi integrati (ON/OFF controllato da software). Frame rate: fino a 30 fps, 15 fps a 1,3M pixel

Interfaccia: USB (PC) 2.0. Polarized: ON/OFF

DinoCapture Software multilingue incluso (GB, IT, ES, FR, GR, PT, DE, AR, ZH, RO, PL, JA, SV, TH). Misura: 10x Ø 3.2 cm - Peso: 95g



## OFTALMOSCOPIO



- **32110 TESTINA OFTALMOSCOPIO PANOPTIC™ - 11810**
- **32101 MANICO AL LITIO CON CARICATORE AC DA 3,5 V - 71902**

Grazie all'innovativa tecnologia ottica proprietaria Axial PointSource, PanOptic consente di potenziare le indagini oftalmoscopiche del fondo dell'occhio.

- indagine diagnostica immediata anche con pupille non dilatate (visione del fondo quintuplicata rispetto ad oftalmoscopio standard)
- campo visivo di 25° rispetto a quello di 5° degli oftalmoscopi standard
- ingrandimento superiore del 26% per un dettaglio migliore della retina
- maggiore distanza tra paziente e medico

- **32127 LAMPADINA ALOGENA DI RICAMBIO - 3800 U**

**Ottica brevettata Axial PointSource™:** facilita la diagnosi in presenza di pupille non dilatate e fornisce un campo visivo di 25° consentendo una visione del fondo quintuplicata rispetto a quella ottenuta con un oftalmoscopio standard e con pupille non dilatate.

**Appoggio oculare per il paziente:** consente di regolare e mantenere la giusta distanza visiva, garantisce stabilità all'immagine per una visione panoramica intorno alla retina e isola dalla luce ambientale. L'appoggio oculare può essere pulito e riutilizzato.

**Lampadina alogena HPX™:** fornisce una luce più bianca e più brillante.

**Sistema antiriflessi** elimina l'interferenza di riflessi indesiderati.

**Alimentazione da 3,5 V Welch Allyn:** compatibile con qualsiasi alimentatore standard da 3,5 V, tra cui: manici con caricatore da tavolo, manici a batterie convertibili, trasformatori a parete e il manico a batterie al litio.

**Impugnatura morbida PanOptic:** l'impugnatura ergonomica garantisce massimo comfort, stabilità e accesso alle regolazioni ottimali.

**Selettore di diaframma:** consente di selezionare i diaframmi micro-spot, piccolo e grande. Comprende anche il filtro rossoprivo, il diaframma a fessura e il diaframma a mezza-luna per esami della cornea.

**Disco di messa a fuoco dinamica:** consente la regolazione della messa a fuoco mediante un semplice movimento continuo per ottenere un controllo più preciso e una visione ottimale. Messa a fuoco con potere diottrico compreso tra -20 e +20 diottrie.

- 
- **32110 TESTINA OFTALMOSCOPIO PANOPTIC™ - 11810 € 980,00 +IVA**
  - **32101 MANICO AL LITIO CON CARICATORE AC DA 3,5 V - 71902 € 400,00 +IVA**
  - **32127 LAMPADINA ALOGENA DI RICAMBIO - 3800 U € 60,00 +IVA**

## OFTALMOSCOPIO INDIRETTO



- **31753 OFTALMOSCOPIO INDIRETTO XENON-ALOGENO OMEGA 500® HEINE - C-044.33.539**

Oftalmoscopio binoculare indiretto con alimentatore mPack, reostato, trasformatore ed adattatore 90°.

- Visione sempre più chiara e dettagliata: un nuovo sistema di illuminazione multistrato dotato della più moderna tecnologia delle lampadine alogene XHL Xenon riduce i riflessi cornei e garantisce un'elevata e chiara risoluzione dell'immagine del fundus che risulta più luminosa del 100%.

- Migliore funzione anche con le pupille più piccole: da 10 mm fino a 1 mm.

- Prodotto completo: 3 diversi diaframmi con spot piccolo medio e grande. Regolazione fine del raggio di illuminazione. 3 filtri integrati: rosso privo, blu cobalto e giallo.

- Comfort delle fasce cingitesta: regolazione verticale della parte posteriore del caschetto.

- **31754 HEINE OMEGA 500 - KIT DI AGGIORNAMENTO da XHL a LED per 31753 - X-008.16.325**

Con questo kit un OMEGA® 500 XHL è facilmente convertibile a LED

- **31756 OFTALMOSCOPIO INDIRETTO HEINE OMEGA 500 UNPLUGGED HQ LED 6V - C-008.33.535**

Accumulatore portatile mPack integrato nel caschetto, trasformatore plug-in, reostato HC 50L montato su caschetto e adattatore angolato 90°.

Stesse caratteristiche del codice 31753 con:

- **tecnologia LED:** illuminazione uniforme e omogenea 100% più chiara rispetto all'XHL (tecnologia xenon)

- **batteria ricaricabile integrata** nel caschetto

- **batteria mPack ricaricabile:** tempo di ricarica 2 ore, funzionamento 8 ore

---

- **31753 OFTALMOSCOPIO INDIRETTO XENON-ALOGENO OMEGA 500® HEINE - C-044.33.539 € 2.590,00 +IVA**

- **31756 OFTALMOSCOPIO INDIRETTO HEINE OMEGA 500 UNPLUGGED HQ LED 6V - C-008.33.535 € 2.900,00 +IVA**

- **31754 HEINE OMEGA 500 - KIT DI AGGIORNAMENTO da XHL a LED per 31753 - X-008.16.325 € 500,00 +IVA**

## RETINOSCOPIO



• **31745 RETINOSCOPIO HEINE BETA 200 - a fessura - 2,5V - C-034.10.118**

**Con parastop (brev. US 5,859,687):** per una selezione istantanea e precisa di un fascio di raggi di luce paralleli e per una facile individuazione del punto di neutralizzazione.

- Tenuta ermetica: elimina la manutenzione
- Un solo comando per convergenza e rotazione: di facile utilizzo con il solo pollice
- Filtro polarizzatore integrato: elimina luci interne e luci parassite
- Uno strumento sia per retinoscopia a fessura che a spot, è sufficiente cambiare la lampadina
- Tecnologia alogena XHL Xenon: luce bianca e chiara: nitido riflesso retinico
- Forma ergonomica: si adatta alla cavità orbitale proteggendo da luci laterali l'occhio dell'osservatore.

## RETINOSCOPIO



• **31836 RETINOSCOPIO XENON RI-SCOPE® - 3,5 V - manico tipo C**

Il retinoscopio (schiascopio) ri-scope® permette di misurare il potere di rifrazione dell'occhio. Schiascopio a striscia: proietta un fascio luminoso a forma di fessura. Facilita il riconoscimento e la determinazione delle anomalie di rifrazione dovute all'astigmatismo. Il riflesso a forma di linea viene spostato sulle pupille del paziente seguendo una traiettoria verticale con leggeri movimenti di oscillazione rispetto all'asse. Si ottiene così un movimento opposto o concorde delle ombre rispetto allo spostamento del riflesso.

**Movimento concorde (linee più):** Il paziente è ipermetrope.

**Movimento opposto (linee meno):** il paziente è miope.

Facile da impugnare grazie all'anello zigrinato

L'elemento di comando permette di mettere a fuoco la fessura e di farla ruotare a 360°, la misura degli angoli può essere letta sulla scala graduata integrata.

Fornito con due cartine di fissazione per retinoscopia dinamica e una lampadina di ricambio in un astuccio con chiusura di sicurezza.

• **31840 CARICABATTERIE RI-CHARGER L 230 V**

• **31841 BATTERIA LI-ION TIPO C**

Caricabatterie (con supporto a muro) ricarica 2 manici di tipo "C" con batterie Li-ion.

• **31745 RETINOSCOPIO HEINE BETA 200 - a fessura - 2,5V - C-034.10.118**  
€ 750,00 +IVA

• **31836 RETINOSCOPIO XENON RI-SCOPE® - 3,5 V - manico tipo C** € 490,00 +IVA

• **31840 CARICABATTERIE RI-CHARGER L 230 V** € 200,00 +IVA

• **31841 BATTERIA LI-ION TIPO C** € 80,00 +IVA

**PRESSOTERAPIA**


- **28430 DL 2002 D BASIC con 2 gambali (98x38 cm) - 4 camere a cavo, 1 tubo singolo e 1 doppio e 1 cavo.**

Questo sistema può operare in tre modalità di compressione.


**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Sensore di pressione
- Timer digitale (10,20,30,40 min)
- Manometro digitale (10-180 mmHg)
- Cavo a connessione rapida
- Dimensioni apparecchio: 190x250x210 mm
- Peso: 3 kg


Il corpo umano è costituito da circolazione periferica sanguigna e linfatica. Doctor Life aiuta i pazienti a riprendersi dalla malattia, migliorando la circolazione sanguigna, linfatica e il metabolismo. Doctor Life è composto da camere d'aria e da un compressore ad aria, ed offre un massaggio a compressione a gambe, braccia e vita.



**Gambale (28435)**



**Bracciale (28436)**


**Indicazioni Mediche**

- DVT (Trombosi Venosa Profonda)
- Edema linfatico
- Post-paralisi
- Trombosi arti
- Venosclerosi
- CVI (Insufficienza Venosa Cronica)
- Post-mastectomia
- Post-trauma
- Lesioni del midollo spinale
- Vene varicose
- Sciatica
- Distorsioni
- Diabete
- Cellulite

**Indicazioni per uso domiciliare**

- Edema linfatico
- Malattie causate da povera circolazione sanguigna
- Scioglimento dei grassi
- Trattamento linfatico donne gravide
- Piedi o mani intorpidite
- Freddo ai piedi o mani
- Cura dello stress
- Traumi da palestra
- Insonnia
- Pelle del corpo più elastica

## PRESSOTERAPIA



• **28450 DL850 SISTEMA PROFESSIONALE** Con 2 gambali (102x35 cm), 1 bracciale (6 camere) (87x25 cm), 1 tubo doppio e cavo. Questo sistema può operare in 8 diverse modalità. Ogni camera d'aria può avere una pressione differente o può lavorare solo con una camera selezionata. Sul monitor LCD è possibile visualizzare il programma di lavoro. Insufflazione e tempi sono variabili e possono essere gestiti separatamente.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sensore di pressione
- Tempo di tenuta: 0 - 6 secondi
- Dimensioni apparecchio: 370x390x190mm
- Tempo di utilizzo 0 - 90 minuti
- Intervallo di tempo: 0 -19 secondi
- Peso: 13 kg



• **28450 DL850 SISTEMA PROFESSIONALE** Con 2 gambali (102x35 cm), 1 bracciale (6 camere) (87x25 cm), 1 tubo doppio e cavo. Questo sistema può operare in 8 diverse modalità. Ogni camera d'aria può avere una pressione differente o può lavorare solo con una camera selezionata. Sul monitor LCD è possibile visualizzare il programma di lavoro. Insufflazione e tempi sono variabili e possono essere gestiti separatamente.



Bracciale standard (28454)



Gambale standard (28453)

- 28453 GAMBALE 92x31 cm
- 28458 TUBO DI RACCORDO - per uso con due gambali - ricambio
- 28459 ESTENSIONE GAMBALE - 10 cm
- 28454 BRACCIALE - 6 CAMERE 87x25 cm - ricambio
- 28455 GUAINA VITA 128x51 cm



**CAESAR**

<b>A26</b>	Letto ad alzata elettrica, 2 snodi e braccioli estraibili	<b>€ 2.572,00</b>
<b>A27</b>	Letto ad alzata manuale, 2 snodi e braccioli estraibili.	<b>€ 1.874,00</b>
<u>OPTIONAL</u>		
<b>ZA12</b>	Vano porta oggetti con anta a ribalta	<b>€ 252,00</b>



<b>A20</b>	Letto in legno a 2 snodi	<b>€ 1.224,00</b>
<b>A21</b>	Letto in legno a 2 snodi - con foro per il viso e tappo copriforo	<b>€ 1.274,00</b>



<b>A23</b>	Letto in legno ad 1 snodo	<b>€ 1.180,00</b>
<b>A24</b>	Letto in legno ad 1 snodo - con foro per il viso e tappo copriforo	<b>€ 1.230,00</b>

**GIOTTO**



<b>A28</b>	Letto in legno a 2 snodi	<b>€ 1.090,00</b>
<b>A28F</b>	Letto in legno a 2 snodi - con foro per il viso e tappo copriforo	<b>€ 1.140,00</b>



<b>A29</b>	Letto in legno ad 1 snodo	<b>€ 1.026,00</b>
<b>A29F</b>	Letto in legno ad 1 snodo - con foro per il viso e tappo copriforo	<b>€ 1.076,00</b>

**ARCHIMEDE**



<b>A14</b>	Letto in legno a 2 snodi	<b>€ 1.080,00</b>
<b>A15</b>	Letto in legno a 2 snodi - con foro per il viso e tappo copriforo	<b>€ 1.130,00</b>



<b>A17</b>	Letto in legno ad 1 snodo	<b>€ 1.016,00</b>
<b>A18</b>	Letto in legno ad 1 snodo - con foro per il viso e tappo copriforo	<b>€ 1.066,00</b>

**DAVINCI**



## EASY

<b>A6</b>	Lettino valigia con foro per il viso e copriforo	€ 399,00
<b>A8</b>	Lettino valigia 1 snodo con testiera e foro per il viso e copriforo	€ 455,00
<u>OPTIONAL</u>		
<b>ZA2</b>	Custodia per lettino a valigia	€ 54,00
<b>ZA6</b>	Custodia per lettino valigia con ruote	€ 93,00



## LINEAR

<b>A1</b>	Lettino in metallo a 2 snodi	€ 532,00
<b>A2</b>	Lettino in metallo a 2 snodi - con foro per il viso e tappo copriforo	€ 584,00



<b>A3</b>	Lettino in metallo ad 1 snodo	€ 462,00
<b>A4</b>	Lettino in metallo ad 1 snodo - con foro per il viso e tappo copriforo	€ 514,00
<u>OPTIONAL</u>		
<b>ZA1</b>	Vano porta oggetti	€ 83,00



<b>A30</b>	Lettino in metallo a 2 snodi	€ 546,00
<b>A30F</b>	Lettino in metallo a 2 snodi - con foro per il viso e tappo copriforo	€ 598,00



<b>A31</b>	Lettino in metallo ad 1 snodo	€ 478,00
<b>A31F</b>	Lettino in metallo ad 1 snodo - con foro per il viso e tappo copriforo	€ 530,00

## MODERN



## LUNA

<b>A35</b>	Lettino in metallo a 2 snodi	€ 532,00
<b>A35F</b>	Lettino in metallo a 2 snodi - con foro per il viso e tappo	€ 582,00
<b>A36</b>	Lettino in metallo ad 1 snodo	€ 462,00
<b>A36F</b>	Lettino in metallo ad 1 snodo - con foro per il viso e tappo	€ 512,00
<u>OPTIONAL</u>		
<b>ZA1</b>	Vano porta oggetti	€ 83,00



## PRATIKO

<b>A1elett</b>	Lettino ad alzata elettrica, 2 snodi	€ 1.554,00
<b>A2elett</b>	Lettino ad alzata elettrica, 2 snodi - con foro per il viso	€ 1.604,00
<b>A3elett</b>	Lettino ad alzata elettrica, 1 snodo	€ 1.486,00
<b>A4elett</b>	Lettino ad alzata elettrica, 1 snodo - con foro per il viso	€ 1.536,00



**D2** Lettino in legno con vapore per bagno turco € 4.950,00

**THERMAL SPA**


**V3** Scaletta a 2 gradini (imbottiti) € 106,00  
**V7** Scaletta a 2 gradini con antiscivolo € 92,00  
**V4** Scaletta a 1 gradino (imbottito) € 66,00  
**V6** Scaletta a 1 gradino con antiscivolo € 58,00



**V2** Scaletta a 2 gradini in Legno € 170,00  
**V26** Scaletta a 2 gradini in Legno colore wengé € 160,00

**SCALETTE**


**C21** Poltrona podologica con gambali, alzata ELETTRICA (1 motore) € 2.250,00  
**C22** Poltrona podologica con gambali. Alzata più basculamento € 2.360,00  
**C23** Poltrona podologica con gambali. Alzata più basculamento, più schienale. € 2.880,00

**SIDNEY II**


**C1** Poltrona podologica con bacinella - alzata a GAS € 1.250,00  
**C4** Poltrona podologica con gambali - alzata a GAS € 1.330,00

**MELBOURNE**



**C2** Poltrona podologica con bacinella - alzata a IDRAULICA € 1.492,00



**C5** Poltrona podologica con gambali - alzata a IDRAULICA € 1.572,00

### PERTH



**C3** Poltrona podologica con bacinella - alzata a ELETTRICA € 1.890,00



**C6** Poltrona podologica con gambali - alzata a ELETTRICA € 1.970,00

### BRISBANE



**ZC1** Poggiapiedi con gradino poggia bacinella € 198,00

**ZC2** Bacinella in plastica € 35,00

**ZC4** Gradino poggia bacinella senza poggiapiedi e bacinella H 30 cm € 88,00

### BACINELLA



**C8** Poltrona letto elettrica (2 motori, 2 movimenti autom.) € 2.394,00

**C8MOD** Poltrona letto elettrica (2 motori), con braccioli imbottiti € 2.480,00

### ADELAIDE



**C14** Poltroncina Podologica alzata idraulica € 940,00

### EVA



**C11** Poltrona Make-Up alzata idraulica € **865,00**

**C11MOD** Poltrona Make-Up alzata idraulica, con braccioli imbottiti € **938,00**

**C10** Poltrona Make-Up alzata a gas € **599,00**

**C10MOD** Poltrona Make-Up alzata a gas con braccioli imbottiti € **678,00**

## MAKEUP

E5  
E7



E9  
E10



**E5** Sgabello alzata a gas medio con schienale € **152,00**

**E7** Sgabello alzata a gas alto con schienale € **162,00**

**E9** Sgabello alzata a gas medio, schienale a mezza luna € **164,00**

**E10** Sgabello alzata a gas alto, schienale a mezza luna € **174,00**

E12



E6  
E8



**E12** Sgabello alzata a vite fondello rotondo € **92,00**

**E6** Sgabello alzata a gas medio, fondello rotondo € **102,00**

**E8** Sgabello alzata a gas alto, fondello rotondo € **114,00**

OPTIONAL sgabelli

**ZE1** Poggiapiedi cromato di forma circolare € **32,00**

**ZE2** Braccioli neri in poliuretano (coppia) per mod. **E5** ed **E7** € **36,00**

## SGABELLI



**B13** Carrello 4 piani di appoggio € 188,00

### ROSA



**B1** Carrello 3 ripiani 64x41 cm € 184,00

**B2** Carrello 3 ripiani 50x41 cm € 174,00

**B3** Carrello 4 ripiani 64x41 cm € 210,00

**B4** Carrello 4 ripiani 50x41 cm € 198,00

### CINDY - LISA



**B5** Carrello 3 ripiani 64x41 cm € 199,00

**B6** Carrello 3 ripiani 50x41 cm € 189,00

**B11** Carrello 2 ripiani 64x41 cm € 184,00

**B12** Carrello 2 ripiani 50x41 cm € 176,00

### JENNY - SARA



**B7** Carrello per cera, 3 piani di appoggio € 170,00

### TEA



**B8** Carrello Lux per Cera, 6 piani di appoggio € 222,00

### LUCY



**B14** Carrello in legno a 3 ripiani (colore noce scuro) € 399,00

**B14K** Carrello in legno a 3 ripiani (chiaro naturale) € 399,00

### MARY



**B26** Armadietto in Legno con ante e ruote, coordinato con i letti mod. A26 e A27 € 499,00

### KLEO



**B10** Carrello porta apparecchiature 3 ripiani € 182,00

**B10A** Carrello porta apparecchiature 3 ripiani € 182,00

**B10B** Carrello porta apparecchiature smontabile 2 ripiani € 182,00

OPTIONAL Pannelli in metallo relizzati su misura a richiesta

### PARIS



<b>T6 Fix</b>	Tavolo manicure in Legno ( altezza fissa )	€ 560,00
<b>T6COM</b>	Tavolo manicure in Legno (regolabile in altezza)	€ 1.150,00
<b>ACCESSORI</b>		
<b>ZT3</b>	Lampada	€ 64,00
<b>ZT8</b>	Vetro per protezione T6 e T6 Fix	€ 66,00

**PAPILLON**

<b>T1</b>	Tavolo mod. cassetiera con piana in Legno	€ 418,00
<b>T1/A</b>	Tavolo mod. cassetiera con piana in cristallo	€ 522,00
<b>OPTIONAL</b>		
<b>ZT3</b>	Lampada	€ 64,00
<b>ZT2</b>	Cuscino poggia mani	€ 24,00
<b>ZT4</b>	Aspiratore da incasso (solo per piana in legno)	€ 196,00

**CRISTAL**

<b>T3</b>	Tavolo mod. Haricot con piana in Legno	€ 418,00
<b>OPTIONAL</b>		
<b>ZT2</b>	Cuscino poggia mani	€ 24,00
<b>ZT4</b>	Aspiratore da incasso	€ 196,00
<b>ZT3</b>	Lampada	€ 64,00

**HARICOT**

<b>V10</b>	Fresa Micro-motore 30.000 Rpm	€ 310,00
------------	-------------------------------	----------

**FRIS**

Innovativa postazione professionale per la ricostruzione unghie 6 in 1		
<b>V9LUX</b>	FitNails mod. LUX (con fresa)	€ 499,00
<b>V9COMBI</b>	FitNails mod. COMBI (senza fresa)	€ 399,00

**FITNAILS**

<b>ZV2</b>	Manipolo Fresa	€ 228,00
<b>ZV8</b>	Porta fresa in gomma	€ 9,00
<b>ZV6</b>	Cilindri Abrasivi (Grana grossa) 24 pz.	€ 5,00
<b>ZV5</b>	Cilindri Abrasivi (Grana media) 24 pz.	€ 5,00
<b>ZV11</b>	Cilindri Abrasivi (Grana fina) 24 pz.	€ 5,00
<b>ZV7</b>	Mandrini (punte per cilindri abrasivi)	€ 7,00
<b>ZV4</b>	Filtri per aspiratore (10 pz.)	€ 20,00
<b>ZV9</b>	Raccordo con sacchetto per tavolo	€ 20,00
<b>ZV10</b>	Confezione 10 sacchetti gr 40, 20x20 con elastico	€ 20,00
<b>ZV3</b>	lampada UV 9Watt	€ 8,00

**ACCESSORI FITNAILS**



**N1** Elettrosauna colore grigio argento 24V (bassa tensione) € 1.120,00

RICAMBI & ACCESSORI

**ZN1** Cavo spina – presa mt. 3 per elettrosauna € 16,00  
**ZN2** Elemento riscaldante 24V per elettrosauna € 130,00  
**ZN3** Fodera tre settori per elettrosauna € 392,00

**Elettrosauna 3 zone**



**N3** Elettrocoperta colore grigio argento 24V (bassa tensione) € 296,00

**N3B** Elettrocoperta colore grigio argento (220 V) € 185,00

RICAMBI & ACCESSORI

**ZN4** Elemento riscaldante 230 V per art. N3 € 112,00  
**ZN6** Fodera per elettrocoperta € 118,00  
**ZN7** Comando elettronico per art. N3 € 118,00

**Elettrocoperta**



**N4** Termocoperta (non elettrica) € 80,00

**Termocoperta**



**N5** Scaldaletto colore grigio argento 24V (bassa tensione) € 264,00

**N5B** Scaldaletto colore grigio argento (220 V) € 160,00

RICAMBI & ACCESSORI

**ZN4** Elemento riscaldante 230 V per art. N5 € 112,00  
**ZN5** Fodera per scaldaletto € 92,00  
**ZN7** Comando elettronico per art. N5 € 118,00

**Scaldaletto**



**V38** Sterilizzatore ad ultrasuoni € 159,00

**V39** Sterilizzatore al quarzo € 78,00

ACCESSORI

**ZV39** Sacchetto con sfere al quarzo € 15,00

**STERILIZZATORI**



**V37** Scaldasalviette con temperatura pre-impostata € 249,00

**SCALDA SALVIETTE**



<b>V30A</b>	Base scaldacera in ABS 1 alloggiamento con manipolo	€ 41,00
	- Sistema modulare con termostato ed accensione indipendenti	
	- Dotato di regolazione della temperatura	

### BASE MODULARE ROLL'ON



<b>V30B</b>	Base scaldacera in ABS 2 alloggiamenti con manipoli	€ 54,00
<b>V30C</b>	Base scaldacera in ABS 3 alloggiamenti con manipoli	€ 70,00
<b>V31</b>	Base scaldacera in metallo 2 alloggiam. con manipoli	€ 78,00
<b>V31B</b>	Base scaldacera in metallo 3 alloggiam. con manipoli	€ 104,00

### BASE per ROLL'ON



<b>V32</b>	Fornello scaldacera a doppia tazza	€ 198,00
<b>V32C</b>	Fornello ad una tazza da 400 ml + tre manipoli roll on	€ 226,00

### Doppia tazza- Combinato TRIS



<b>V33B</b>	Scalda cera 400ml (Termostato tradizionale)	€ 52,00
<b>V33</b>	Scalda cera 400ml. (Termostato elettronico)	€ 82,00
<b>V33C</b>	Fornello ad una tazza da 400 ml + 2 manipoli roll on	€ 123,00

### Scaldacera - Combinato DUO



<b>V34</b>	Scalda Paraffina	€ 44,00
------------	------------------	---------

### SCALDA PARAFFINA



<b>V35</b>	Vapozono da tavolo	€ 128,00
<b>V35B</b>	Vapozono digitale da tavolo + aromaterapia	€ 170,00



<b>V36</b>	Vaporizzatore viso digitale con stativo	€ 180,00
<b>V36B</b>	Vaporizzatore viso professionale con stativo	€ 244,00

### VAPORIZZATORI



<b>ZT3</b>	Lampada da tavolo	€ 64,00
<b>ZT5</b>	Lampada con lente d'ingrandimento 3 diott. ( 1 pz)	€ 87,00
	(10 pz)	€ 82,00
<b>ZT5N</b>	Lampada con lente d'ingrandimento a doppia ( 1 pz)	€ 159,00
	focale 3 e 5 diottrie con led e stativo (10 pz)	€ 154,00

#### OPTIONAL

<b>ZT7</b>	Stativo cromato con regolazione dell' altezza (per lampada mod. ZT5)	€ 58,00
<b>ZT6</b>	Supporto murale per lampada ZT5	€ 24,00
<b>ZT9</b>	Supporto da tavolo per lampada ZT5	€ 14,00

### LAMPADE DA TAVOLO

## LETTINI GINECOLOGICI



CE

Reggigambe standard




27503

Cosciale qualità (deluxe)



27504



CE

- 27500 LETTINO GIN. DELUXE - cosciale deluxe
  - 27501 LETTINO GIN. STANDARD - reggigambe standard
- Robusta struttura in tubo rettangolare cromato. Schie e poggiatesta regolabili in altezza. Materassino lavabile, autoestinguente, colore nero. Portata: 100 kg. Fornito con bacinella Ø 31 cm e reggiarti. Fornito smontato. Produzione italiana.
- 26586 BACINELLA IN ACCIAIO Ø 31 cm - ricambio

- 27510 LETTINO TRENDELENBURG DELUXE
- Come cod 27500, ma con 3 sezioni regolabili separatamente con posizione Trendelenburg. Portata 120 kg. Produzione Italiana.
- 27503 REGGIGAMBE STANDARD - coppia - ricambio
  - 27504 COSCIALI DELUXE - coppia - Ø 2 cm - ricambio
- Il kit reggi gambe include 2 cosciali e supporto.
- 27418 SUPPORTO REGGI LENZUOLINO

## LETTINO A 3 SEZIONI - MULTIFUNZIONE E PER GINECOLOGIA



- 27502 LETTINO MULTIFUNZIONALE A 3 SEZIONI - blu

- 27505 LETTINO GINECOLOGIA A 3 SEZIONI - blu

Struttura robusta ed elegante in tubolare ovale da 50x25 mm, verniciata con polvere epossidica, colore grigio metallizzato. La parte superiore a tre sezioni ha un'imbottitura ad alta densità rivestita con similpelle ignifuga Classe 1 IM. Le sezioni dello schienale delle gambe sono completamente regolabili con un sistema meccanico integrato. Il letto ginecologico è fornito con 2 reggi gambe in schiuma e capsula in acciaio INOX Ø 32 cm. Portata massima: 130 kg. Peso: 36 kg. Kit di montaggio. Produzione Italiana.

- 27508 REGGI GAMBE STANDARD - coppia (innesto Ø 1,52 cm) - ricambio
  - 27509 REGGI GAMBE DI QUALITÀ - coppia
  - 27511 SUPPORTO REGGILENZUOLINI per 27502-5
  - 27919 SCRIVANIA CON 2 CASSETTI - 130x71xh80 cm
- Struttura robusta in tubolare ovale 40x20, verniciata con polvere epossidica, colore grigio metallizzato. Pianale bianco con angoli arrotondati.
- 27979 PREDELLINO A 2 GRADINI




## LETTINO GINECOLOGIA REGOLABILE IN ALTEZZA

- 27506 LETTINO GIN. REGOLABILE IN ALTEZZA - verde
  - 27507 LETTINO GIN. REGOLABILE IN ALTEZZA - blu
- Struttura robusta e solida in tubolare ovale da 50x25x2 mm verniciata con polvere epossidica, colore bianco. La parte superiore a tre sezioni ha un'imbottitura ad alta densità rivestita con similpelle ignifuga Classe 1 IM. Completamente regolabile: Altezza, fino a 95 cm, regolabile tramite motore elettrico (potenza 6'000 N) con controllo a pedale, la sezione testa si può reggere grazie a un pistone a gas (potenza 400 N), anche la sezione centrale ha un pistone a gas (potenza 600 N) fino a 65°. Questo letto ginecologico è fornito con 2 reggi gambe in schiuma di qualità, vassoio in acciaio INOX e supporto reggilenzuolini.
- Portata massima: 130 kg. Peso: 70 kg. Produzione Italiana.
- 27509 REGGI GAMBE DI QUALITÀ - coppia - ricambio
- Il kit reggi gambe include 2 reggi gambe. Adatto per 27505-27506-27507.



-27500 LETTINO GIN. DELUXE	€ 500,00 +IVA
-27501 LETTINO GIN. STANDARD	€ 540,00 +IVA
-27502 LETTINO MULTIFUNZIONALE A 3 SEZIONI	€ 490,00 +IVA
-27503 LETTINO REGGIGAMBE STANDARD COPPIA - RICAMBIO	€ 60,00 +IVA
-27504 COSCIALI DELUXE	€ 120,00 +IVA
-27505 LETTINO GIN. A 3 SEZIONI	€ 760,00 +IVA
-27506 LETTINO GIN. REG. IN ALTEZZA	€ 1.860,00 +IVA
-27507 LETTINO GIN. REG. IN ALTEZZA	€ 1.860,00 +IVA
-27508 REGGI GAMBE STANDARD	€ 88,00 +IVA
-27509 REGGI GAMBE DI QUALITA'	€ 135,00 +IVA
-27510 LETTINO TRENDELENBURG DELUXE	€ 690,00 +IVA
-27511 SUPP. REGG. LENZUOLINO	€ 30,00 +IVA
-27418 SUPPORTO REGGI LENZUOLINO	€ 19,00 +IVA
-27919 SCRIVANIA CON 2 CASSETTI	€ 500,00 +IVA
-27979 PREDELLINO A 2 GRADINI	€ 77,00 +IVA

**PODOSCOPIO GIMA A LUCE POLARIZZATA - € 800,00+IVA**27354  
Metacrilato

## • 27354 PODOSCOPIO GIMA

Il podoscopio GIMA a luce polarizzata permette di osservare la superficie plantare e grazie alla sua notevole luminosità, mette in evidenza le zone di maggior pressione. La struttura sulla quale poggiano i piedi è in metacrilato altamente resistente, con ottime capacità di conduzione luminosa che attraverso la polarizzazione della luce permette rilevanti variazioni di intensità cromatica sui punti di maggiore e minore carico plantare.

Molto resistente, manutenzione facile

I materiali e i componenti di grande qualità, l'assemblaggio e i controlli continui effettuati durante la produzione e in fase di test finale ne garantiscono la precisione superiore.

La struttura resiliente può sopportare carichi fino a 135 kg. La luce verde ha una durata di 10'000 ore (indicata dal produttore). Le lampadine sono facili da sostituire.

Semplice, maneggevole e pratico

Premendo l'interuttore di accensione, il podoscopio è subito operativo. Quando il soggetto si posiziona sul piano di appoggio, in tempo reale si può procedere all'osservazione dell'area plantare. La tecnologia costruttiva ne fa un'apparecchiatura pratica e di facile utilizzo.

Essendo il metacrilato un materiale leggero e resistente, si sposta comodamente grazie al suo peso ridotto ed è inoltre agevole da trasportare, grazie alle sue dimensioni compatte. Il piano di appoggio basso (a soli 22 cm da terra) consente di salire facilmente anche ai soggetti con difficoltà motorie.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità: 135 kg  
 Dimensioni: 43,5x42,5x h 22 cm  
 Voltaggio: 220V-50/60 Hz (110 V su richiesta)  
 Lampada fluorescente della durata di 10'000 ore  
 Superficie di misura: 32x36 cm  
 Peso: 8 kg

**ANALIZZATORE POSTURALE - € 1.000,00+IVA**

• 27352 ANALIZZATORE POSTURALE  
 L'analizzatore posturale è costituito da una pedana in materiale bilaminato antigraffio con piedini regolabili.

Le due aste laterali sono complete di misuratori millimetrati dove scorrono i cursori con i fili per l'allineamento posturale (verticale di Barré).

Dotato di specchio superiore orientabile.

**FILO A PIOMBO -**

• 27355 FILO A PIOMBO  
 In acciaio inossidabile con filo lungo 150 cm.  
 fornito in una scatola di legno.  
 Dimensioni: 6,2x2,3 cm  
 Peso: 140 g



27355

**PODOSCOPIO LED - € 800,00+IVA**

27353

Dimensioni: 46x55xh 33 cm  
 Peso: 15,5 kg  
 Alimentazione: 100-240 V, 50/60 Hz.

## • 27353 PODOSCOPIO LED

Il podoscopio è un dispositivo per l'analisi plantare dei piedi. Struttura in legno laccato, piano d'appoggio in cristallo con specchio sottostante inclinato per una reale visualizzazione della pianta dei piedi che evidenzia i punti di maggior e minor carico. Doppia illuminazione laterale con lampade ad alto effetto. Portata massima kg 135. Prodotto robusto e affidabile. Produzione italiana.

**SCOLIOMETRO - € 16,00+IVA**

• 27351 SCOLIOMETRO  
 Strumento in plastica per la valutazione della scoliosi (deviazione della colonna vertebrale sul piano laterale, sinistro e destro). Oltre a favorire il rilievo del difetto permette il confronto nel tempo dei referti riportati e quindi una precisa definizione dell'evoluzione del processo patologico rilevato, con limitazione degli esami radiografici. La piccola sfera, che oscilla all'interno di un'intercapedine, indica direttamente i gradi del dislivello rispetto al piano orizzontale.




27351

Scoliosometro

GIMA


**GONIOMETRI -27340 € 3,20+IVA - 27339 € 6,10+IVA -27338 € 17,00+IVA**

Utilizzati dagli ortopedici per misurare l'ampiezza di movimento delle giunture come gomiti, ginocchia e dita.



27340

• 27340 GONIOMETRO - 205x45 mm  
 Con scala circolare utilizzato per controllare la dimensione dell'angolo del collo femorale su raggi x. Personalizzabile con un minimo di 2'500 pz.




27339

• 27339 GONIOMETRO con scala per la misurazione della soglia del dolore - 203x45x7 mm



27339



27338

• 27338 GONIOMETRO A BRACCI (tolleranza 1°)  
 Consente la misura in gradi (da 0 a 360, senso orario ed antiorario) della mobilità analitica di vari segmenti corporei.  
 Costituito da due bracci in plexiglass (spesso 3 mm) frizionati tra di loro in modo da rimanere fermi nella posizione desiderata. Doppia scala dei gradi: in senso crescente e in senso decrescente.

STERILIZZATRICE

PULITRICI AD ULTRASUONI BRANSON

**Precisione di pulizia**

Il lavaggio ad ultrasuoni è più veloce, più efficace e più sicuro di qualsiasi altro metodo. È abbastanza potente da riuscire a rimuovere oli pesanti e cere e permette di penetrare in profondità e nei punti più insidiosi, laddove la spazzola per la pulizia manuale non riesce ad inserirsi. Gli ultrasuoni sono onde sonore che si irradiano nel liquido contenuto nella vaschetta, generando un effetto chiamato cavitazione, ossia una rapida formazione e implosione di bollicine microscopiche. Il calore aumenta il processo. La pulizia profonda degli ultrasuoni elimina anche lo sporco più ostinato e le contaminazioni.

**Branson: all'avanguardia nella pulizia ad ultrasuoni**

GIMA ha selezionato Branson per il suo mezzo secolo di esperienza nel metodo di pulizia ad ultrasuoni, che porta queste pulitrici ad essere all'avanguardia tecnica:

- frequenza superiore alla media, che si traduce in un effetto più profondo ed efficace
  - estrema silenziosità
  - facilità d'uso anche per chi non ha esperienza
- Tutte le pulitrici Branson sono fornite con il coperchio per la vaschetta e un manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, DE, PT, SE, NL, RU). Raccomandiamo l'uso con il cestello perforato opzionale.

**Serie M (temporizzatore meccanico) o MH (temporizzatore meccanico con riscaldamento)**

Comprende un temporizzatore meccanico con scala di regolazione fino a 60 minuti e un sistema di riscaldamento (solo MH).

**Serie CPXH (controllo digitale con riscaldamento)**

Le pulitrici ad ultrasuoni più avanzate disponibili sul mercato, con impostazioni programmabili, controllo digitale della potenza secondo il carico e degassaggio. Il CPXH è il sistema più versatile disponibile.



Nella serie CPX, la temperatura, l'avvio e lo spegnimento sono programmabili.

Temperatura selezionabile in °C o °F fino a 69 °C/156,2 °F.

I periodi estesi di degassaggio fino a 99 minuti consentono numerose applicazioni come la preparazione di campioni.

Il timer digitale permette l'uso degli ultrasuoni fino a 99 minuti.

La potenza degli ultrasuoni rimane stabile anche quando le condizioni cambiano.



Il controllo della potenza (forte/bassa) consente una pulizia sicura degli oggetti delicati. Potenza al 100% per i componenti solidi e al 70% per quelli fragili.

Caratteristiche	Serie M meccanica 60 minuti	Serie MH meccanica 60 minuti	Serie CPXH digitale 60 minuti
Timer	•	•	•
Coperchio	•	•	•
Funzionamento continuo	•	•	•
Frequenza di scansione	•	•	•
Riscaldamento	•	•	•
Doppia potenza	•	•	•
Controllo della potenza	•	•	•
Regolazione del degassaggio	•	•	•
Selezione della temperatura °C o °F	•	•	•
Attivazione automatica ultrasuoni	•	•	•
Allarme temperatura alta	•	•	•
Impostazione della temperatura	•	•	•
Parametri di funzionamento registrati e salvati	•	•	•

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

	Branson 2800	Branson 3800	Branson 5800	Branson 8800
Dimensioni vaschetta: mm	230x140x100	290x150x150	290x240x150	495x290x150
Dimensioni esterne: mm	337x304x302	397x317x377	397x401x378	596x466x391
Capacità vaschetta: litri	2,8	5,7	9,5	20,8
Kit scarico	No	Incluso	Incluso	Incluso
Peso: kg	4,1	5,4	6,4	11,8
Frequenza: KHz	40 KHz	40 KHz	40 KHz	40 KHz
Alimentazione	230-240 V	230-240 V	230-240 V	230-240 V

4 MISURE: 2,8; 5,7; 9,5; 20,8 LITRI.

3 MODELLI: MECCANICO, MECCANICO + RISCALDAMENTO, DIGITALE + RISCALDAMENTO



PULITRICI AD ULTRASUONI	BRANSON 2800 2,8 litri	BRANSON 3800 5,7 litri	BRANSON 5800 9,5 litri	BRANSON 8800 20,8 litri
M con timer meccanico	35501	35510	35520	35531
MH con timer mec. e riscaldamento	35502	35511	35521	35532
CPXH con timer digitale e riscaldamento	35503	35512	35522	35533
<b>ACCESSORI</b>	<b>Branson 2800</b>	<b>Branson 3800</b>	<b>Branson 5800</b>	<b>Branson 8800</b>
Coperchio in plastica* o in acciaio**	35507*	35517*	35527*	35537**
Cestello perforato	35508	35518	35528	35538
Cestello solido	35505	35515	35525	35535
Tipologie di supporto bicchieri	35506 2x 250 ml	35516 3x 250 ml	-	-
Tipologie di supporto bicchieri 600 ml	35509 2x 600ml	35519 2x 600ml	35529 4x 600ml	35539 6x 600ml
Bicchieri 250 ml	35540	35540	-	-
Bicchieri 600 ml	35541	35541	35541	35541



**Banson 2800 2,8 litri**

- 35501 M Con Timer meccanico € 700,00 + IVA
- 35502 MH Con Timer mec. e riscaldamento € 840 + IVA
- 35503 CPXH Con Timer Digitale e riscaldamento € 1.200,00 + IVA

**Accessori Banson 2800 2,8 litri**

- 35507\* Coperchio in plastica\* o in acciaio\*\* (Per art. 35501/03) € 40,00 + IVA
- 35508 Cestello perforato € 90,00 + IVA
- 35505 Cestello solido (Per art. 35501) € 100,00,00 + IVA
- 35506 2x 250 ml Tipologie di supporto bicchieri € 45,00 + IVA
- 35509 2x 600 ml Tipologie di supporto bicchieri 600 ml € 45,00 + IVA
- 35540 Bicchiere 250 ml € 16,00 + IVA
- 35541 Bicchiere 600 ml € 20,00 + IVA

**Banson 3800 5,7 litri**

- 35510 M Con Timer meccanico € 1.070,00 + IVA
- 35511 MH Con Timer mec. e riscaldamento € 1.300,00 + IVA
- 35512 CPXH Con Timer Digitale e riscaldamento € 1.850,00 + IVA

**Accessori Banson 3800 5,7 litri**

- 35517\* Coperchio in plastica\* o in acciaio\*\* (Per art. 35510/2) € 50,00 + IVA
- 35518 Cestello perforato € 130,00 + IVA
- 35515 Cestello solido € 135,00 + IVA
- 35516 3x 250 ml Tipologie di supporto bicchieri € 50,00 + IVA
- 35519 2x 600 ml Tipologie di supporto bicchieri 600 ml € 55,00 + IVA
- 35540 Bicchiere 250 ml € 16,00 + IVA
- 35541 Bicchiere 600 ml € 20,00 + IVA

**Banson 5800 9,5 litri**

- 35520 M Con Timer meccanico € 1.300,00 + IVA
- 35521 MH Con Timer mec. e riscaldamento € 1.600,00 + IVA
- 35522 CPXH Con Timer Digitale e riscaldamento € 1.900,00 + IVA

**Accessori Banson 5800 9,5 litri**

- 35527\*\* Coperchio in plastica\* o in acciaio\*\* (Per art. 35520) € 70,00 + IVA
- 35528 Cestello perforato € 180,00 + IVA
- 35525 Cestello solido € 180,00, + IVA
- 35529 4x 600 ml Tipologie di supporto bicchieri 600 ml € 70,00 + IVA
- 35541 Bicchiere 600 ml € 20,00 + IVA

**Banson 8800 20,8 litri**

- 35531 M Con Timer meccanico € 2.200,00 + IVA
- 35532 MH Con Timer mec. e riscaldamento € 2.400,00 + IVA
- 35533 CPXH Con Timer Digitale e riscaldamento € 2.700,00 + IVA

**Accessori Banson 8800 20,8 litri**

- 35537\*\* Coperchio in plastica\* o in acciaio\*\* (Per art. 35531/3) € 120,00 + IVA
- 35538 Cestello perforato € 235,00 + IVA
- 35535 Cestello solido € 200,00, + IVA
- 35539 6x 600 ml Tipologie di supporto bicchieri 600 ml € 135,00 + IVA
- 35541 Bicchiere 600 ml € 20,00 + IVA

## PULITRICE

## PULITRICI AD ULTRASUONI FREE E BASIC



35553

35550

PULITRICI AD ULTRASUONI	BASIC	FREE	BASIC	FREE
	3 l	3 l	9 l	9 l
Dimensioni serbatoio	235x100x135		332x120x227	
Dimensioni generiche	315x248x168		438x268x259	
Peso kg	3,7	4	7,1	7,4
Potenza ultrasuoni W	150	150	300	300

## PULITRICI AD ULTRASUONI

La vasca ultrasuoni è stata progettata per lavare strumenti utilizzati in ambito medicale, dentale, estetico e veterinario. Il dispositivo tramite detersione ad ultrasuoni (cavitazione) permette di pulire in punti difficilmente raggiungibili con la pulizia manuale.

**Riscaldamento- solo FREE**

Il dispositivo procede al riscaldamento del liquido di lavaggio. Si interrompe automaticamente al raggiungimento della temperatura impostata.

**Degassificazione (degas) - FREE e BASIC**

Questo processo riduce i gas disciolti nel liquido migliorando l'efficienza del successivo lavaggio.

**Lavaggio ad ultrasuoni - modelli FREE e BASIC**

Fase di lavaggio tramite cavitazione ultrasonora.

**Sweep - FREE e BASIC**

Gli ultrasuoni vengono modulati in frequenza riducendo gli effetti negativi delle onde stazionarie aumentando la distribuzione dell'energia ultrasonora nel liquido di lavaggio.

**Scarico - solo FREE**

La vasca del modello BASIC si svuota manualmente, il tubo del modello free può essere svuotato aprendo l'apposita valvola.

Tutte le pulitrici ad ultrasuoni sono fornite con cestello e coperchio

Codice GIMA	PULITRICI AD ULTRASUONI FREE E BASIC
35550	Pulitrice ad ultrasuoni Basic 3 l
35551	Pulitrice ad ultrasuoni Free 3 l - con riscaldamento e scarico
35552	Pulitrice ad ultrasuoni Basic 9 l
35553	Pulitrice ad ultrasuoni Free 9 l - con riscaldamento e scarico

## MINIPULITRICE AD ULTRASUONI



## • 35549 GIMA 50 pulitrice ad ultrasuoni - 0,6 litro

Questa pulitrice ultracompatta è molto semplice da usare, efficiente e poco costosa. Ideale per pulire di tanto in tanto qualche oggetto; particolarmente indicata per occhiali, piccoli oggetti, gioielli... Elettronica, timer non regolabile, con coperchio in plastica e cestello. Senza riscaldamento. Misure interne: 168x89x55 mm.

## DETERGENTE PER ULTRASUONI

## • 35544 DETERGENTE BRANSON GP MULTI

**APPLICAZIONE - flacone 1 litro concentrato**

BRANSON GP è un agente pulente sviluppato per essere utilizzato con pulitrici ultrasoniche. Rimuove impurità, impronte, polvere, oli leggeri e grassi. Il detergente liquido Branson GP è stato specificatamente sviluppato per consentire un trasferimento ottimale dell'energia acustica. Impieghi principali: odontoiatria, applicazioni mediche ed ottiche, laboratori, elettronica, lavorazione dell'oro e dell'argento.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Concentrazione: 10-12%  
Alta biodegradabilità  
Senza fosfati  
Concentrazione del PH: 13,5  
Risciacquo agevole e senza residui



- 35550 Pulitrice ad ultrasuoni Basic 3 l € 800,00 + IVA
- 35551 Pulitrice ad ultrasuoni Free 3 l - con riscaldamento e scarico € 900 + IVA
- 35552 Pulitrice ad ultrasuoni Free 9 l - con riscaldamento e scarico € 1.250,00 + IVA
- 35549 GIMA 50 pulitrice ad ultrasuoni - 0,6 litro € 115,00 + IVA
- 35544 Detergente Branson GP Multi Applicazione - flacone 1 litro concentrato € 20,00 + IVA



Distribuito da:

**Delta Medical**  
[www.deltamedical.it](http://www.deltamedical.it)

*La scienza del benessere*

Via Pietra Dell'Ova, 404 - TREMESTIERI ETNEO (CT)

Tel. / Fax. 095.334641 - Cell. 349.8085017

[www.deltamedical.it](http://www.deltamedical.it) - [info@deltamedical.it](mailto:info@deltamedical.it)

