


# ZEUS

ELETTROCHIRURGIA




Distribuito da:  
**Delta Medical**  
[www.deltamedical.it](http://www.deltamedical.it)  
*La scienza del benessere*

Via Pietra Dell'Ova, 404 - TREMESTIERI ETNEO (CT)  
Tel. / Fax. 095.334641 - Cell. 349.8085017  
[www.deltamedical.it](http://www.deltamedical.it) - [info@deltamedical.it](mailto:info@deltamedical.it)




## Come funziona ZEUS?


**ZEUS** rientra nella categoria degli apparecchi termocoaguloelettroabrasori ad alta frequenza. Il principio di funzionamento al quale il dispositivo si riferisce, è quello della ionizzazione dei gas, che si genera tra le estremità, opportunamente accostate di due elettrodi. La scarica, resa visibile da un arco luminoso che collega le estremità degli elettrodi o più genericamente i due corpi, è accompagnata dallo sviluppo di calore che con una opportuna modulazione del segnale permette la coagulazione.



## Distensione delle cellule



PRIMA






DOPO

### Depolarizzazione:

Ripristino della differenza di potenziale cellulare attraverso il trasferimento bioenergetico favorendo lo scambio Na - K.

## Trattamenti

- **Lifting viso e corpo**
- **Trattamento discromie della pelle**
- **Trattamento delle strie distense periombelicali**
- **Asportazione di nevi, cheloidi, verruche, xantelasmi**
- **Cicatrici**
- **Cheratosi seborroiche**
- **Cisti seborroiche, cisti sebacee**
- **Smagliature bianche**
- **Angiomi rubino**
- **Fibromi**
- **Discromie**
- **Macchie senili**
- **Rughe periorbitali**
- **Acne attiva e post cicatriziale**
- **Rimozione tatuaggi**
- **Trattamenti di resurfacing e microlifting**



## Caratteristiche

- **Minimizzazione del dolore durante l'intervento**
- **Immediata microcoagulazione della zona trattata con scarse perdite ematiche**
- **Assenza di ustioni dovute a energie RF parassite**
- **Nessun trasferimento di campi elettromagnetici al corpo umano**
- **Nessun tipo di invasività, neanche parziale da corrente elettrica**
- **Maggiore reattività ai tempi di guarigione postoperatoria**

## Modalità di trattamento

La concentrazione della scarica è ottenuta con speciali manipoli. Questi permettono di ottenere distribuzioni differenti della corrente di scarica e quindi differenti concentrazioni sulla cute del paziente permettendo al Medico di ottimizzare l'utilizzo dell'apparecchiatura per le differenti applicazioni di soft surgery.

