

Cellina Subcision



Radiofrequenza Endodermica

CELLINA SUBCISION

Il principio di Inno Plus attraverso l'energia termica favorisce lo "skin tightening" e la retrazione cutanea con una riduzione della pelle lassa, grazie all'attivazione della neo-collagenesi e delle funzioni metaboliche all'interno della matrice extra-cellulare. Il trattamento viene eseguito attraverso aghi e cannule che vengono inserite sotto la pelle direttamente nel derma.

Vari aghi e cannule

La tecnologia brevettata, ago e cannula insieme, è facile ed intuitiva per l'operatore, che può prevedere il risultato della procedura generando solo un'alta frequenza sulla punta dell'ago 1mm in grado di fornire energia focalizzata al bersaglio. Il rivestimento in parilene è innocuo ed è approvato dall' FDA risulta sicuro durante i trattamenti.



At 1 MHz and maximum power output (450 mW), tissue on guidewire tip is heated:
 -within 2 mm – up to 45-50 °C;
 -within 5 mm – up to 40-45 °C;
 -within 10 mm – up to 35-45 °C.
 "Heating" effect - up to 2 mm.
 Total RF stimulating effect - up to 15 mm.



Canula 27 g - 3,5 cm
 correzione del corpo e del viso
 eccetto l'area periorbitale



Canula 33 g - 2 mm
 correzione dei pori



Canula 30 g - 2,5 cm
 correzione dell'area periorbitale

EACH NEEDLE OR CANNULA – IT'S BASIC COSMETOLOGY DIRCTION



round blue cannula 19 G, 7 cm,
 fat deposits correction
 on the body and chin area



flat blue cannula 19 G, 7 cm,
 fibrocystic cellulite, cicatrices, scars,
 adhesions correction




round black cannula 21G, 5 cm,
 middle and lower third of the face
 correction



round gray cannula 23 G, 5 cm,
 upper third of the face and
 periorbital area correction

APPLICAZIONI





Radiofrequenza Vaginale

**TRE INCREDIBILI CAMBIAMENTI
UN TRATTAMENTO SICURO, SEMPLICE
NON CHIRURGICO E VELOCE**



Vaginopessi

È possibile l'effetto contrazione vaginale senza intervento chirurgico e la normale routine quotidiana.

7-10 giorni dopo, è possibile riprendere anche la vita sessuale.



Favorisce la proliferazione del collagene che costituisce la parete vaginale.

Sbiancamento Vaginale

Preoccupazioni indicibili per il coniuge o la famiglia, solo 5 minuti di trattamento possono migliorarlo.

È più efficace con la chirurgia SUI o come trattamento aggiuntivo dopo l'intervento chirurgico SUI che è passato molto tempo fa.



Cellina RF migliora l'aspetto della vulva pigmentata con ringiovanimento e sbiancamento.



APPLICAZIONI

- RINGIOVANIMENTO VAGINALE
- SECCHENZA VAGINALE
- BRUCIORE E PRURITO INTIMO
- DISTURBI URINARI
- CISTITI FREQUENTI
- DISPAREUNIA